

Portable • • • • •

# EcoMet Series

ECOMET은 "Economic"과 "Meter"의 결합어로 (주)이스텍의 심플하고 경제적인 실험실 측정기의 고유브랜드입니다.



- 경제적인 가격과 세련된 디자인
- 자동온도보상기능
- Auto-Read 기능
- 사용이 간편한 키패드로 측정이 용이함
- ISO9001, GD, CE 마크 획득 제품

- 경제적인 가격과 세련된 디자인
- Buffer 자동 인식기능
- 사용이 간편한 키패드로 측정이 용이함
- ISO9001, GD, CE 마크 획득 제품



Specification	P15 (pH/mV/Temp)	O15 (ORP)
범 위	0~14.00pH ±1999.9mV -10~110℃	±1999.9mV
분 해 능	0.01pH 0.1mV 0.1℃	0.1mV
정 밀 도	±0.02pH ±0.2mV ±0.4℃	±0.5mV
보 정	Auto 2Points	Auto 1Point
온도보상	Auto	x
사용환경	0~50℃, RH95%	
전 원	9V Battery x 1 ea	
크기/중량	195(L)x67(W)x25(H)mm / 250g	
인증사항	ISO9001, CE, GD	
Accessories [ Standard ]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pH Epoxy Body Electrode/ATC Probe</li> <li>• 보정용액 pH4,7 125ml</li> <li>• 9V Battery, Manual, Case</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ORP Epoxy Body Electrode</li> <li>• 보정용액 228mV 125ml</li> <li>• 9V Battery, Manual, Case</li> </ul>
Accessories [ Optional ]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pH Epoxy Body Electrode/ATC Probe</li> <li>• pH Glass Body Electrode/ATC Probe</li> <li>• 보정용액 pH4,7 125ml or 475ml</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ORP Glass Body Electrode</li> <li>• 보정용액 228mV 125ml or 475ml</li> <li>• 보정용액 475mV 125ml or 475ml</li> </ul>